

# Face Shield

## 使い捨て

不織布付き

飛沫感染防止用 透明マスク

# フェイスシールド

通常マスク（布等）との併用でより効果的に  
ご使用になれます

- 1ケース/300枚 ● 内梱包:100枚/包×3
- 不織布も300枚同梱



### 4つの 特徴

透明性の高いPPで見やすい

※ポリプロピレン樹脂



**安全** 食品に使用する容器と同じ製品のため、安全

**使い捨て** 除菌の手間を省きます

**自由に変更可能なサイズ**

### 組み立て方

内側バンドと外側バンドの間に空間を作ってください。そうすることで通気性を良くし、曇り防止になります。



組み立て方を  
動画でご紹介



1. 内側バンドを穴に通し、長さを調整します。
2. 外側バンドを穴に通し、頭囲に合わせて長さを調整します。

サイズを調整したい場合は、  
ハサミで切ることで調整可能です。

※製品改良を随時行いたく、ご使用のなられた上でのご意見・ご要望は、お電話またはFAXにて承ります。

販売店 株式会社テラオカ

TEL : 06-6386-0667 FAX : 06-6330-6859